
SEMPs

INTEGRALES

Colchón prevención

Prevención Úlceras por Presión

Espumas de poro abierto, transpirables
Flexible, adaptable a camas de varios planos
Libres de látex.

ERGOFOAM® 28
CQFPREVENT



División Sanitaria
Prevención Úlceras por Presión

FABRICADO EN ESPAÑA

+34 925 354 330
www.cqfarma.com

SEMP INTEGRAL

Colchón Preventivo

ERGOFOAM® 28 es una SEM, Superficie Especial para el Manejo de la Presión, fabricado para contribuir a la prevención de úlceras por presión (u.p.p). Compuesto de dos espumas de poliuretano flexible y viscoelástica que combinadas ofrecen un buen soporte para el usuario y al mismo tiempo sus propiedades de adaptabilidad aportan un reparto del peso de manera equilibrada y un alivio de las presiones superficiales ejercidas sobre la piel, contribuyendo así a la prevención de úlceras por presión.



MODELO

RANGO DE PREVENCIÓN
BAJO

FUNDA

ERGOFOAM® 28
CQFPREVENT



Composición	Poliuretano	Visco Blanca
Densidad	28 kg/m ³	50 kg/m ³
Dureza	3,30 kPa	1,60 kPa
Resiliencia	50,40 %	-
Capa	10 cm	5 cm
Peso máx. aprox.	125 kg	
Peso min. aprox.	40 kg	

>> MODELO ALIVIO TALONES

Colchón con disminución en la parte de los pies para un mayor alivio de la zona de los talones.



Funda Poliuretano elástica

Composición: Poliéster y poliuretano.

De fácil limpieza en superficie y lavadora (máx. 95°C). Cremallera en un lateral cubierta por una doble pestaña. Admite desinfectantes (consultar productos autorizados).

Medidas	Funda	Referencia
180x90x15 cm	E	CQF2850T
190x90x15 cm	E	CQF2852TE
190x105x15 cm	E	CQF2859T
200x90x15 cm	E	CQF285201T
200x105x15 cm	E	CQF2864T
190x90x15/12 (talones)	E	CQF28520T

Otras medidas, consultar disponibilidad.

EMBALAJE AL VACÍO

El colchón se sirve enrollado al vacío para facilitar su transporte y manipulación e incluye una bolsa con asas.



Producto Sanitario Clase I
(R.D. 1591 / 2009)

Comercial Quirúrgica Farmacéutica

CQF, Comercial Quirúrgica Farmacéutica S.A. - Autovía A 42 Madrid-Toledo, Km. 63.300 - P. I. Matracón, 4 - 45280 Olias del Rey (Toledo). España.
Telfs.: +34 925 354 330 - Fax: +34 925 353 803. www.cqfarma.com / cqf@cqfarma.com